

MANUAL
DEL USUARIO
INSTRUÇÕES DE USO

BÁSCULA BAÑO

DIGITAL WIRELESS

Balança banho digital wireless

Digital wireless bathroom scale




küken

180KG

30x26CM



- 1. PANTALLA LCD
- 2. ZONA DE MEDICIÓN DE GRASA CORPORAL
- 3. BASE DE CRISTAL DE 2,2CM.
- 4. PUNTO DE APOYO INFERIOR
- 5. PATAS ENGOMADAS
- 6. COMPARTIMENTO PILAS



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. AUTOCALIBRACIÓN (SEGUIR EL PUNTO CERO)

La báscula es un paso en la tecnología, realizar la calibración es imprescindible durante el uso de la báscula por primera vez, o cuando se mueve su posición o ubicación, deben reiniciarse. Active la báscula y espere unos 10 segundos hasta que se desactive automáticamente (significa esperar hasta que el "0,0" desaparezca de la pantalla LCD). Entonces puede pararse en la plataforma directamente para pesar. Esto es para calibrar la báscula en una superficie firme y plana para permitir que la balanza vuelva a CERO. Si no realiza estas medidas, el primer peso puede ser incorrecto y se debe descartar.

2. ADVERTENCIA

Las personas con marcapasos u otros tipos de implantes electrónicos no deben usar este producto porque el método de medición de la resistencia puede interferir con su buen funcionamiento.


No se sugiere que la mujer embarazada use este producto para el análisis corporal.

Este producto es adecuado para adultos y niños de 10 años o más.


Asegure la balanza en una superficie plana y firme. Evite alfombras o superficies blandas.

3. SUMINISTRO DE POTENCIA

Este aparato funciona con una batería de 2 piezas AAA, 1.5V. Para el primer uso, retire la lámina de aislamiento del recipiente de la batería. Si necesita cambiar la batería nueva, instale la batería debajo de la placa positiva y negativa correcta



4. ESQUEMA DE ESCALA



Asegúrese de quitarse los zapatos y los calcetines y hacer un buen contacto entre los pies descalzos y los electrodos de metal

5. PARÁMETROS TÉCNICOS

- 5-1. Encender: Paso en la plataforma para encender
- 5-2. Apagado automático: la báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos sin operación
- 5-3. Capacidad máxima: 180 kg
- 5-4. Peso mínimo: 5kg
- 5-5. Graduación: 0.1kg
- 5-6. Indicación de sobrecarga: Err
- 5-7. Indicación de batería baja: Lo
- 5-8. Error de impedancia: Err1, revise y siga las medidas en el punto 14
- 5-9. Número de persona de memoria: identificar automáticamente 8 personas
- 5-10. (grasa) Medición del rango de grasa corporal: 5% ~ 50%
- 5-11. (TBW) Medición del rango de agua: 10% ~ 80%
- 5-12. (MUS) Medición del rango muscular: 10% ~ 80%



5-13. () Medición del rango óseo: 0.5Kg ~ 8.0Kg

5-14. (KCAL) Demanda diaria de calorías

COMPRUEBE EL MODELO DE DISPOSITIVO MÓVIL



Bluetooth 4.0+ and IOS7.0+

Phone 4s	iPhone 5	iPhone 5c
iPhone 5s	iPhone 6	iPhone 6 Plus
iPod touch 5	iPad 3	iPad 4
iPad Air	iPad Air 2	iPad mini
iPad mini 2	iPad mini 3	Or more style



Bluetooth 4.0+ and Android4.3+

Samsung:	Galaxy s7	Galaxy s7 edge	Galaxy Note5 etc.
LG	LG G5	LG G4	LG V10 etc.
Sony:	Xperia Z5	Xperia Z3	Xperia Z2 etc.

And other support for Bluetooth 4.0+ and Android 4.3+ phone or tablet PC models.

INSTALACIÓN DE LA APP

1. Encienda el Bluetooth
2. El teléfono o la tableta se conectan a la red (WIFI, 4G o 3G)
3. Utilice su dispositivo para escanear el código QR o "OKOK International" de la APP Store o Google Play para instalar la APP.



Google play



App Store

Si Android o IOS no pueden descargar el "OKOK International" directamente a través de escanear el código de barras, usted puede entrar en "Google play" para descargarlo.

UTILICE LOS DISPOSITIVOS Y REGÍSTRESE, COMPLETE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO

Abra "OKOK International".


1. Si usted tiene la cuenta, llene el correo electrónico y la contraseña para entrar.

2. Si no tiene la cuenta, haga clic en "Únase a nosotros", registre su información personal correctamente.


Apodo>Género>Cuidado>Altura>Objetivo

(Objetivo: De acuerdo con su información física, su rango de peso estándar se calcula utilizando el IMC)


3. Si te has registrado y has olvidado la contraseña, selecciona "Olvidar contraseña".






Configurar el teléfono abierto" bluetooth"; Entrar en la pantalla principal de la APP



Haga clic en el "Dispositivo"; Encienda la balanza; Vincular la balanza bluetooth en la APP



Haz clic en el botón "Ir". Añade el dispositivo.




MEDICIÓN

Mantén el bluetooth encendido y sitúate sobre la báscula, el valor se mostrará en su pantalla.

Haga clic en el valor registrado, para ver los resultados de la medición.

Haga clic en la "Tendencia". para comprobar los datos de cada elemento.




3) Si su teléfono no está disponible para el emparejamiento cuando está pesando, los datos se actualizarán cuando se conecten.



Le mostrará el peso máximo, mínimo y medio, el porcentaje de grasa corporal, la hidratación, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de masa ósea en periodos semanales, mensuales y trimestrales. Los gráficos generados le ayudan a ver fácilmente la tendencia de estos datos.



Abra la APP "OKOK", haga clic en "GO" para añadir el consejo antes de peso, de lo contrario no puede mostrar los datos mismos que la escala.



FUNCIONES DE LA APP:

Haga clic en el icono de la imagen para ir al perfil personal, puede cambiar / supervisar la información personal en consecuencia.



Muestra el peso, la grasa corporal o el IMC, puede desplazarse hacia abajo para ver los historiales.

Haga clic en el área de "peso" para ver su peso, grasa (%), músculo (%), hidratación (%), IMC, grasa visceral (%), hueso (LB), calorías (Kcal/día).

Su información personal está relacionada con la exactitud del algoritmo, por lo tanto, asegúrese de que sus datos personales, como el sexo, la altura y la edad, sean introducidos correctamente.


Nota:

1) Si sólo se dispone de datos de peso, al hacer clic en "peso" simplemente aparecerán los datos de peso y BIM.


2) El informe se basa en la evaluación completa de todas las mediciones, por lo que sólo funcionará cuando todas las mediciones sean válidas, y todos los datos se guardan automáticamente mientras se pesa.

1. Abrir la función bluetooth en el teléfono, encender la balanza, mantener la luz de la pantalla encendida, enlazar la balanza bluetooth.

2. Si una balanza ha conectado la APP "OKOK" por teléfono, ahora quiere cambiar otra APP de uso del teléfono para conectar la balanza, en primer lugar, Desenlazar la balanza bluetooth.



1  My target weight Edite aquí el peso objetivo.

2  Family Member Invite a otros 7 miembros de la familia y añada su nombre, sexo, fecha de nacimiento y altura.

3. La interfaz de configuración se utiliza para establecer la cuenta y desacoplar la escala y así sucesivamente.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La aplicación no se conecta con la balanza.	Problema con el Bluetooth Problema de conexión entre la balanza y el teléfono móvil.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrate de que tu Bluetooth esté activo. • Asegúrese de que su balanza tenga una batería instalada y funcione. • Apague todos los demás dispositivos Bluetooth cercanos. • Recuerde que un dispositivo se puede conectar solo a la báscula. • Cierre la aplicación y Bluetooth en otros dispositivos que usan la báscula
La báscula no se activa	Hay un Bluetooth Problema de conexión entre la balanza y el teléfono móvil.	<ul style="list-style-type: none"> • Instalar la batería. • Retire la batería e inserte de nuevo, preste atención a los terminales de la batería. • Reemplazar la batería. • El valor medido mínimo es de 5 kg.
Medición seria Error	<ul style="list-style-type: none"> • La báscula no está colocada en una superficie plana. • Verificar seleccionado Unidad de medida. • Al medir para la primera vez, la escala podría no haber calibrado automáticamente 	<ul style="list-style-type: none"> • La báscula debe colocarse en un piso y superficie dura Evita las alfombras y otras superficies blandas. • Establecer una unidad adecuada. Siga el PUNTO 1 en la página 1 para la medida de autocalibración.
La pantalla muestra Lo	Batería baja	Reemplace la batería
La pantalla muestra Err	El valor máximo permitido ha sido excedido.	Máximo permisible el valor es 200 kg.
La pantalla muestra Err 1	La escala tiene dificultades En la medición a través de electrodos	<ul style="list-style-type: none"> • Mídete cuando estés descalzo, quítate el calzado y los calcetines • Humedezca sus pies ligeramente si es necesario. • Quite cualquier área engrosada de la epidermis en su pie. • Asegúrese de haber ingresado los valores correctos en el perfil de la aplicación (sexo, edad, altura).



INFORMAÇÕES PARA OS USUÁRIOS.

De acordo com as orientações europeias 2002/95ce,

Do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eléctricos, além de desfeito de resíduos.

O símbolo tachado do container que se encontra no aparelho indica que o produto ao final de sua vida útil tem que depositar num lugar separado dos demais resíduos.

Por conseguinte, o usuário de entregar o aparelho, quando deixe de se utilizar, ao centro de recolha selectiva de resíduos electrónicos,

Debe devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo aparelho do mesmo tipo, uma ou outra mudança.

A recolha diferenciada da unidade não utilizada para posterior reciclagem, tratamento e resíduos compatible com o ambiente, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos.

PORTUGUÊS



1. ECRÃ LCD
2. ZONA DE MEDIÇÃO DE GORDURA CORPORAL
3. BASE DE VIDRO DE 2,2CM.
4. PONTO DE APOIO INFERIOR
5. BASES DE BORRACHA
6. COMPARTIMENTO PILHAS



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. AUTOCALIBRAÇÃO

Esta balança marca um novo passo na tecnologia. Calibrar a balança é imprescindível antes de a utilizar pela primeira vez. Ative a balança e espere aproximadamente 10 segundos até que se desative automaticamente (isto significa esperar que o "0,0" desapareça do ecrã. Aí pode subir à balança numa superfície plana e firme. Ao sair verá que a balança volta a ZERO. Ao não realizar estes passos, a primeira pesagem pode ser incorreta e como tal deverá ser descartada.

2. ADVERTÊNCIA

Pessoas com "pacemakers" ou outros tipos de implantes eletrónicos não devem utilizar esta balança pois o método de medição pode interferir com o bom funcionamento desses aparelhos.



Não se sugere a utilização desta balança, com o fim de análise corporal, por mulheres grávidas.

Este produto é adequado para adultos e crianças de 10 ou mais anos.

Assegure-se que a balança está sobre uma superfície plana e firme. Evite tapetes, carpetes e outras superfícies suaves.

3. PILHAS

Esta balança com duas pilhas AAA de 1.5V. Ao utilizar pela primeira vez, retire a lâmina de isolamento das baterias. Se necessita mudar as pilhas, assegure-se que as instala com a polaridade correta.



Assegure-se que retira os sapatos e as meias antes de subir à balança.
Certifique-se que há um bom contacto entre os pés e os elétrodos de metal.

5. PARÂMETROS TÉCNICOS

- 5-1. Ligar: suba à balança para ligar.
- 5-2. Desligar automaticamente: a balança desligar-se-á automaticamente após 10 segundos de inatividade.
- 5-3. Capacidade máxima: 180kg
- 5-4. Peso mínimo: 5kg / 11lb
- 5-5. Graduação: 0.1kg / 0.2lb / 1 lb
- 5-6. Indicação de sobrecarga: Err
- 5-7. Indicação de bateria baixa: Lo
- 5-8. Erro de impedância: Err1, revise e siga as medidas do ponto 14
- 5-9. Número de utilizador na memoria: identifica automaticamente 8 pessoas
- 5-10. (gordura) Medição do intervalo de gordura corporal: 5% ~ 50%
- 5-11. (TBW) Medição de intervalo de água: 10% ~ 80%
- 5-12. (MUS) Medição de intervalo muscular: 10% ~ 80%
- 5-13. (I) Medição de intervalo ósseo: 0.5Kg ~ 8.0Kg
- 5-14. (KCAL) Consumo diário de calorías



VERIFICAR O MODELO DO DISPOSITIVO MÓVEL



Bluetooth 4.0+ and IOS7.0+

Phone 4s	iPhone 5	iPhone 5c
iPhone 5s	iPhone 6	iPhone 6 Plus
iPod touch 5	iPad 3	iPad 4
iPad Air	iPad Air 2	iPad mini
iPad mini 2	iPad mini 3	Or more style



Bluetooth 4.0+ and Android4.3+

Samsung:	Galaxy s7	Galaxy s7 edge	Galaxy Note5 etc.
LG	LG G5	LG G4	LG V10 etc.
Sony:	Xperia Z5	Xperia Z3	Xperia Z2 etc.

And other support for Bluetooth 4.0+ and Android 4.3+ phone or tablet PC models.

INSTALAÇÃO DE APP

1. Ligar o Bluetooth
2. Telefone ou tablet ligam-se à rede (WIFI, 4G ou 3G)
3. Use o seu dispositivo para digitalizar o código QR ou "OKOK International" da Loja APP ou Google Play para instalar o APP.




Se o Android ou o IOS não puderem descarregar o "OKOK International" directamente através da digitalização do código de barras, pode introduzir "Google play" para o descarregar.


UTILIZE OS DISPOSITIVOS E REGISTO, COMPLETE A INFORMAÇÃO DO UTILIZADOR

Abrir "OKOK International".


1. Se tiver a conta , preencha o e-mail e a palavra-passe para iniciar sessão.
2. se não tiver a conta, clique em "Join us", registre as suas informações pessoais correctamente.Nickname>Gender>Care>Height>Objective(Target: De acordo com as suas informações físicas, o seu intervalo de peso padrão é calculado utilizando o IMC).
3. se se registou e se esqueceu da sua palavra-passe, seleccione "Esqueça a palavra-passe".





Configurar o telefone aberto "bluetooth"; entrar no ecrã principal do APP



Clicar no "Dispositivo"; ligar a balança; ligar a balança de bluetooth no APP



Clique no botão "Go" e adicione o dispositivo.






MEDIÇÃO

Mantenha o bluetooth ligado e fique na escala, o valor será exibido no seu ecrã.

Clique no valor registado para ver os resultados da medição.

Clique na "Tendência" para verificar os dados para cada item.



FUNÇÕES DO APP

Clique no ícone da imagem para ir para o perfil pessoal, pode alterar/monitorizar as informações pessoais em conformidade.



Clique na área "peso" para ver o seu peso, gordura (%), músculo (%), hidratação (%), IMC, gordura visceral (%), osso (LB), calorias (Kcal/dia).

As suas informações pessoais estão relacionadas com a exactidão do algoritmo, por isso certifique-se de que os seus dados pessoais, tais como sexo, altura e idade, são introduzidos correctamente.

Nota:

- 1) Se apenas estiverem disponíveis dados de peso, clicar em "peso" irá simplesmente mostrar os dados de peso e BIM.
- 2) O relatório baseia-se na avaliação completa de todas as medições, pelo que só funcionará quando todas as medições forem válidas, e todos os dados são automaticamente guardados durante a pesagem.
- 3) Se o seu telefone não estiver disponível para emparelhamento quando estiver a pesar, os dados serão actualizados quando ligado.



Mostrar-lhe-á o peso máximo, mínimo e médio, percentagem de gordura corporal, hidratação, percentagem de massa muscular, percentagem de massa óssea em períodos semanais, mensais e trimestrais.

Os gráficos gerados ajudam-no a ver facilmente a tendência destes dados.



Abra o APP "OKOK", clique em "GO" para adicionar a ponta antes do peso, caso contrário não poderá exibir os mesmos dados que a balança.



1. abrir a função bluetooth no telefone, ligar a escala, manter a luz do visor acesa, ligar a escala bluetooth.

2. se uma balança ligou o APP "OKOK" por telefone, agora quer mudar outro APP para usar o telefone para ligar a balança, primeiro.

Desbloquear a escala de bluetooth.




1. **My target weight** Editar aqui o peso alvo.

2. **Family Member** Convidar 7 outros membros da família e acrescentar o seu nome, sexo, data de nascimento e altura.

3. A interface de configuração é utilizada para definir a contagem e desacoplar a escala, etc.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A aplicação não se conecta com a balança.	Problema com o Bluetooth Problema de conexão entre a balança e o telemóvel.	<ul style="list-style-type: none"> • Assegure-se que o Bluetooth está ativo. • Assegure-se que a balança tem a bateria instalada e que funciona. • Desligue todos os outros dispositivos Bluetooth por perto. • Recorde que só um dispositivo se pode conectar ativamente à balança. • Desligue a aplicação e o Bluetooth nos outros dispositivos que utilizam a balança.
A balança não se ativa.	Problema com o Bluetooth Problema de conexão entre a balança e o telemóvel.	<ul style="list-style-type: none"> • Instalar a bateria. • Retire a bateria e insira novamente, preste atenção à polaridade das pilhas. • Substitua as baterias. • O valor mínimo é de 5Kg.
Medição dá Erro	<ul style="list-style-type: none"> • A balança não está colocada numa superfície plana. • Verificar selecionado unidade de medida. • Ao medir pela primeira vez, a balança pode não ter calibrado automaticamente 	<ul style="list-style-type: none"> • A balança deve colocar-se num piso ou superfície dura e estável. Evite os tapetes e outras superfícies suaves. • Estabelecer uma unidade adequada. Siga o PONTO 1 da página 1 para o processo de auto calibração.
O ecrã mostra Lo	Bateria baixa	Substitua a bateria
O ecrã mostra Err	O valor máximo permitido foi excedido	Peso máximo permitido é 200 kg.
O ecrã mostra Err1	A balança tem dificuldades em fazer as medições através dos elétrodos	<ul style="list-style-type: none"> • Retire sapatos e meias. • Humedeça ligeiramente os pés se necessário. • Assegure-se de ter inserido os valores corretos no perfil da aplicação (sexo, idade, altura).



INFORMAÇÕES PARA OS USUÁRIOS.

De acordo com as orientações europeias 2002/95ce, Do uso de substância perigosas nos aparelhos electricos, alem de deiteio de residuos. O símbolo tachado do container que se encontra no aparelho indica que o producto ao final de sua vida util tem que depositar num lugar separado dos demas residuos. Por conseguinte, o usuario de entregar o aparelho, quando deixe de se utilizar, ao centro de recolhida selectiva de residuos electrónicos. Debe devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo aparelho do mesmo tipo, uma ou outra mudanza. A recolta diferenciada da unidade não utilizada para posterior reciclagem, tratamento e residuos compatible com o ambiente, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos.



1. LCD DISPLAY
2. MEASUREMENT AREA OF BODY FAT
3. BASE CRYSTAL 2.2CM.
4. LOWER SUPPORT POINT
5. STICKED LEGS
6. BATTERY COMPARTMENT



Operating Instructions

1. SELF-CALIBRATION (TRACK THE ZERO POINT)

The scale is step on technology, performing calibration is a must while using the scale for the first time, or when moving its position or location, they should be restarted. Activate the scale and waiting about 10 seconds until it automatic deactivates on its own (means waiting until the "0,0" disappear from the LCD screen). Then you can stand on the platform directly for weighing. This is for calibrating the scale on a firm, flat surface to let the scale return to ZERO. If you do not perform these measures, the first weight may be incorrect and should be disregarded.


2. WARNING

- People with pacemakers or other types of electronic implants should not use this product because the measuring method of the resistance might interfere with its good function.
- Pregnant woman is not suggested to use this product for body analysis.
- This product is suitable for adults and children of age 10 or older.


- Ensure scale on a flat and firm surface, Avoid carpet or soft surfaces.

3. POWER SUPPLY

This appliance works with battery of 2 pieces AAA ,1.5V. For the first time use, please remove the insulation sheet from the battery jar. If need to change new battery, Install the battery under correct positive and negative plate.



4. SCALE OUTLINE



Make sure to take off your shoes and socks and make good contact between bare feet and the metal electrodes

5. TECHNICAL PARAMETERS

- 5-1. Turn on: Step On the platform to power on
- 5-2. Auto power off : the scale will turn off automatically after 10 seconds of no operation
- 5-3. Maximum Capacity: 180 kg
- 5-4. Minimum Weight: 5kg
- 5-5. Graduation: 0.1kg
- 5-6. Overload indication: Err
- 5-7. Low battery indication: Lo
- 5-8. Impedance error :Err1 , review and follow the measures in point 14
- 5-9. Memory Person Number: Automatic identify 8 persons
- 5-10. (fat) Measuring body fat range: 5%~50%
- 5-11. (TBW) Measuring water range: 10%~80%



CHECK YOUR MOBILE DEVICE MODEL



Bluetooth 4.0+ and IOS7.0+

Phone 4s	iPhone 5	iPhone 5c
iPhone 5s	iPhone 6	iPhone 6 Plus
iPod touch 5	iPad 3	iPad 4
iPad Air	iPad Air 2	iPad mini
iPad mini 2	iPad mini 3	Or more style



Bluetooth 4.0+ and Android4.3+

Samsung: Galaxy s7	Galaxy s7 edge	Galaxy Note5 etc.
LG LG G5	LG G4	LG V10 etc.
Sony: Xperia Z5	Xperia Z3	Xperia Z2 etc.

And other support for Bluetooth 4.0+ and Android 4.3+ phone or tablet PC models.

APP INSTALATION

1. Turn on Bluetooth
2. The phone or tablet is connected to the network (WIFI, 4G or 3G).
3. Use your device to scan the QR code or "OKOK International" from the APP Store or Google Play to install the APP.




If Android or IOS cannot download the "OKOK International" directly through scanning the barcode, you can go to "Google play" to download it.


USE THE DEVICES AND REGISTER, FILL IN THE USER INFORMATION

Open "OKOK International".


1. If you have the account, fill in the email and password to log in.
2. If you do not have the account, click "Join us", register your personal information correctly. Nickname>Gender>Care>Height>Objective(Target: According to your physical information, your standard weight range is calculated using BMI)
3. If you have registered and have forgotten your password, select "Forgotten password".





Configure the phone open "bluetooth"; Enter the main APP screen



Click on "Device"; Switch on the scale; Connect the bluetooth scale to the APP



Click the "Go" button and add the device.






MEASUREMENT

Keep the bluetooth on and stand on the scale, the value will be shown on the scale display.

Click on the recorded value to view the measurement results.

Click on the "Trend" to check the data for each item.



APP FUNCTIONS

Click on the picture icon to go to the personal profile, you can change/monitor personal information accordingly.




Displays weight, body fat or BMI, you can scroll down to view histories. Click on the "weight" area to view your weight, fat (%), muscle (%), hydration (%), BMI, visceral fat (%), bone (LB), calories (Kcal/day). Your personal information is related to the accuracy of the algorithm, so make sure your personal data, such as gender, height and age, are entered correctly.

Note:

- 1) If only weight data is available, clicking "weight" will simply display the weight and BMI data..
- 2) The report is based on the complete evaluation of all measurements, so it will only work when all measurements are valid, and all data is automatically saved while weighing.
- 3) If your phone is not available for pairing when you are weighing, the data will be updated when connected.



It will show you the maximum, minimum and average weight, body fat percentage, hydration, muscle mass percentage, bone mass percentage in weekly, monthly and quarterly periods. generated graphs help you to easily see the trend of this data.





Open the APP "OKOK", click "GO" to add the tip before weight, otherwise you can not display the same data as the scale.



1. Open the bluetooth function on the phone, turn on the scale, keep the display light on, link the bluetooth scale.

2. If a scale has connected "OKOK" APP by phone, now you want to change another APP of phone use to connect the scale, firstly, Unlink the bluetooth scale.




1.  My target weight Edit the target weight here.
2.  Family Member Invite 7 other family members and add their name, gender, date of birth and height.
3. The setting interface is used to set the count and unlink the scale and so on.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The application does not connect to the scale.	There is a Bluetooth Connection problem between the scale and mobile phone.	<ul style="list-style-type: none"> •Make sure your Bluetooth is active. •Make sure your scale has a battery installed and works. •Switch all other Bluetooth devices nearby off. •Remember that one device can be connected to the scale only. •Close the application and Bluetooth in other devices which use the scale
The scale doesn't activate	<ul style="list-style-type: none"> • No battery. • Battery inserted wrongly • Low battery • Weight below 5 kg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Install battery. • Remove battery and insert again, pay attention to battery terminals. • Replace battery. • Minimum measured value is 5 kg.
Serious measurement Error	<ul style="list-style-type: none"> •Scale is not positioned on flat surface. • Check selected measurement unit. • When measuring for the first time, the scale could have not calibrated automatically 	<ul style="list-style-type: none"> • Scale must be positioned on a flat and hard surface. Avoid carpets and other soft surfaces. • Set a proper unit. <p>Please follow up POINT 1 in page 1 for the self-calibration measure.</p>
The display shows Lo	Low battery.	Replace battery.
The display Shows Err	Maximum permissible value has been exceeded.	Maximum permissible value is 200 kg.
The display shows Err1	Scale has difficulties In measuring through electrodes	<ul style="list-style-type: none"> •Measure yourself when you are barefoot, remove footwear and socks •Moisten your feet slightly if necessary. •Remove any thickened areas of the epidermis on your foot. •Make sure you have entered correct values in the application profile (gender, age, height).

ANOTACIÓN DEL PESO

FECHA	PESO	% GRASA	% MÚSCULO	% AGUA



INFORMATION FOR USERS.

According to the European guidelines 2002 / 95e, Of the use of dangerous substances in electrical appliances, in addition to waste disposal. The crossed-out symbol of the container in the box indicates that the product at the end of its useful life must deposit in a place separated from the rest. Therefore, the user of delivering the device, when it is no longer used, to the selective collection center for electronic waste, You must return it to the seller at the time of purchase of a new attachment of the same type, one or another move. The separate collection of the unused unit for further recycling, treatment and waste compatible with the environment helps to avoid possible negative effects.

